

ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИЙ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФ С ПРОГРАММОЙ **EASY ECG REST** **Easy ECG**

ПРОСТОЙ, УДОБНЫЙ, ЛЕГКИЙ

ЭКГ ВЕЗДЕ И ВСЮДУ:

- В ПАЛАТАХ ЛПУ И БЛОКАХ РИТ
 - В МАШИНАХ СКОРОЙ ПОМОЩИ
 - В ЧАСТНЫХ КЛИНИКАХ
 - НА ДОМУ У ПАЦИЕНТА
-
- ЭКГ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ
 - УДАЛЕННЫЙ АНАЛИЗ, ПРИЕМ
ЗАКЛЮЧЕНИЯ НА ПЛАНШЕТ
 - АВТОМАТИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
 - ПЕЧАТЬ НА БУМАГЕ А4



КОМПЛЕКТАЦИЯ БЕЗ ТЕРМОПРИНТЕРА

Программа **Easy ECG Mobile**
превращает планшет:

- на выезде – в телемедицинский кардиорегистратор с интерпретацией ЭКГ, возможностями анализа по экрану на месте и удаленного анализа с получением врачебного заключения;
- в кабинете – в 12-канальный электрокардиограф с печатью на обычной бумаге А4!



ДЛЯ «СКОРОЙ ПОМОЩИ»

Термопринтер согласно приказа Минздрава №388н



Печать ЭКГ и врачебного заключения на беспроводной термопринтер с автономным питанием (ширина бумаги 80 мм., 3/6 каналов ЭКГ). Небольшой подсумок с термопринтером пристегивается к сумке электрокардиографа.

БЕЗ ТЕРМОПРИНТЕРА
110 000

С ВАШИМ ПЛАНШЕТОМ
80 000

Программа **Easy ECG Mobile ANDROID**

Беспроводной ЭКГ-модуль **Easy ECG**

Улучшенный стандартный съемный кабель пациента*

Многоразовые ЭКГ-электроды

Планшетный компьютер от 7.85' Wi Fi 3G с ОС Android с предустановленным ПО **Easy ECG Mobile**

Документация

Единый сетевой шнур для зарядки прибора

Фирменная сумка-укладка



С ТЕРМОПРИНТЕРОМ
130 000

Программа **Easy ECG Mobile ANDROID**

Беспроводной ЭКГ-модуль **Easy ECG**

Улучшенный стандартный съемный кабель пациента*

Многоразовые ЭКГ-электроды

Планшетный компьютер от 7.85' Wi Fi 3G с ОС Android с предустановленным ПО **Easy ECG Mobile**

Документация

Единый сетевой шнур для зарядки прибора

Фирменная сумка-укладка

Термопринтер с аккумулятором
(ширина бумаги 80 мм)



* Улучшенный кабель не запутывается после укладки в сумку, всегда готов к использованию

ВО ВСЕХ КОМПЛЕКТАЦИЯХ:

ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ КЛАССИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФА

- Удобная и быстрая регистрация ЭКГ. Беспроводная связь с планшетом. Мобильность.
- Печать высокого качества на обычной бумаге А4. На любой беспроводной принтер непосредственно, или через компьютер заказчика на принтер компьютера.
- Автоматическая разметка и интерпретация ЭКГ, сертифицированные по мировым стандартам.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Удаленный анализ ЭКГ и автоматический прием врачебного заключения. Передача цифровой записи ЭКГ через мобильный интернет или компьютерную сеть на удаленную кардиоцентраль.
- Автоматическая отправка электронного документа (pdf) с ЭКГ и результатами ее обработки на электронную почту пациента или кардиолога. Не требует установки дополнительных программ.
- Интеграция с системами электронной истории болезни.



УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ


ПОДКЛЮЧЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА ВРАЧА С ПО
EASY ECG REST «ЛЮКС» ДЛЯ АНАЛИЗА ЭКГ,
ЛОКАЛЬНО ИЛИ УДАЛЕННО (ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ)

Удаленный анализ ЭКГ могут проводить:

- специалисты РКНПК, или другие кардиологи, работающие с программой **Easy ECG Rest «Люкс»;**
- любой кардиолог, которому программа передаст протокол ЭКГ (pdf) по электронной почте.

ЭЛЕКТРОДНЫЙ ПОЯС TAPUZ (ИЗРАИЛЬ) ДЛЯ БЫСТРОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЭКГ-12

Зарегистрировать ЭКГ настолько просто, что это может сделать даже сам пациент.



• Для взрослых и детей!

- Для поликлиник, амбулаторий, ФАПов
- При дистанционной регистрации ЭКГ на выезде (например, в системе скорой помощи)
- При регистрации ЭКГ на дому

Благодаря точному анатомическому расположению грудных электродов запись ЭКГ с поясом **TAPUZ** практически идентична записи со стандартными электродами


- Быстрое наложение электродов – важное преимущество перед стандартными электродами для экстренных случаев
- Подключение к любым электро кардиографам через встроенный кабель пациента
- Эластичная латексная конструкция позволяет использовать пояс у пациентов различного телосложения
- Не нужно брить пациента
- Нет спутанных проводов

Пояс Tapuz можно купить у нас дополнительно к обычным электродам или вместо них

Программа EASY ECG MOBILE ANDROID

Интуитивно понятный интерфейс для сенсорного экрана

РЕГИСТРАЦИЯ



Контроль качества записи ЭКГ

Автоматический контроль качества наложения электродов и правильности их установки. Высокая четкость отображения сигнала, возможность выключения фильтров при записи.

Легкий доступ к ранее сделанным записям без поиска в горах бумаги

Сохранение цифровой ЭКГ, данных пациента и принятых от врача заключений в электронной картотеке.

Длительная запись ЭКГ для диагностики аритмий (до 5 минут.)

АНАЛИЗ ПО ЭКРАНУ

Выявление острых патологических состояний без удаленного анализа

Анализ по экрану – лучше, чем по бумаге.

Переключение набора отведений, увеличение фрагмента сигнала, автоматические разметка и интерпретация.

Опытный фельдшер обнаружит острый инфаркт сразу после регистрации ЭКГ и без распечатки.

Детская ЭКГ, включая новорожденных

Удаление артефактных сегментов программой анализа.


Учет возрастных норм при авт. анализе ЭКГ.

Раннее обнаружение артефактов

Повторная регистрация ЭКГ без затрат бумаги.



ОТПРАВКА ЭКГ/ПОЛУЧЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ



Передача ЭКГ на КАРДИОЦЕНТРАЛЬ® для анализа – эффект присутствия врача-кардиолога при регистрации ЭКГ


Цифровая ЭКГ передается без искажений, для врача она неотличима от записи, сделанной в его собственном кабинете. Врачебное заключение отправляется и принимается автоматически.

ПЕЧАТЬ И ОТПРАВКА PDF-ДОКУМЕНТА

Печать ЭКГ на обычной бумаге А4 на обычном принтере

Печать на любой беспроводной принтер,
или на принтер вашего компьютера с WiFi.

Печатные формы – как у лучших
классических 12-канальных приборов.



Традиционная печать на термопринтере (3/6 каналов, 80 мм)

Настраиваемая печать, нужная длина ленты.
Печать принятого врачебного заключения.

Отправка распечатки А4 в электронном виде

Распечатка ЭКГ в виде pdf-документа
посыпается программой **Easy ECG Mobile**
на электронную почту врача и (или) пациента.

ДИСТАНЦИОННЫЙ АНАЛИЗ С ПОМОЩЬЮ КАРДИОЦЕНТРАЛИ®



Анализ ЭКГ с программой **Easy ECG Rest «Люкс»** намного эффективнее анализа «по бумаге».

Высокое качество ЭКГ на экране, автоматически рассчитанные параметры, усредненные
кардиоциклы с редактируемой разметкой помогают кардиологу при анализе ЭКГ.
При написании заключения врач может использовать любые строки автоматического
заключения и строки из шаблона врача.

КАРДИОЦЕНТРАЛЬ®: от крупных кардиоцентров до врачей частной практики.

В зависимости от целей применения, используются различные конфигурации кардиоцентрали – от одного рабочего места (PM) врача до централизованной системы с многими PM, работающими согласованно.

Система **Easy ECG** установлена в крупнейшем кардиоцентре России – РКНПК (www.cardioweb.ru) с 2009 г.



АТЕС МЕДИКА

т/ф: (495) 925-1102

Россия, Москва, 115419, ул. Орджоникидзе, 11

www.atesmedica.ru e-mail: info@atesmedica.ru